

Повязка ADAPTARAP™:

бережное наложение

Артуро ГОМЕС, доктор, глава научно-технической группы по молочному КРС
 Анна КУЛАГИНА, специалист по КРС
 Zinpro Corporation



Работа на ферме — привилегия во многих странах, с этим нельзя не согласиться! Однако обеспечение бесперебойного производства на протяжении года — нелегкая задача. Главные цели любого сотрудника на предприятии — надлежащий уход за животными, поддержание их здоровья и продуктивности. Если все идет по плану, мы радуемся отсутствию проблем и получению прибыли. Тем не менее, несмотря на все усилия, прилагаемые для сохранения поголовья и оборудования, нам часто приходится принимать меры, направленные на восстановление здоровья животных или на устранение мелких технических неполадок с целью обеспечения нормального режима работы. Чрезмерное количество проблем может отрицательно сказаться на настроении и прибыли производителей.

Лечение пальцевого дерматита

На протяжении многих лет хозяйства сталкиваются с пальцевым дерматитом у коров — инфекционным заболеванием копытца, наносящим вред здоровью и снижающим продуктивность животных. Его распространение набирает обороты.

Основная стратегия борьбы с болезнью заключается в местном лечении, которое предполагает нанесение противомикробного препарата на пораженный участок копытца для обработки ран, характерных для пальцевого дерматита.

В целях обеспечения минимально необходимого времени контакта лекарства с кожными покровами мы используем повязки для надежной фиксации лекарственных средств, которые выпускают в разных формах (порошок, гель или жидкость). Для достижения необходимого результата при лечении пальцевого дерматита повязки требуется снимать, и это их несомненный недостаток. Кроме того, в ходе применения повязок образуются отходы, что в конечном итоге приводит к засорам и неисправностям оборудования на ферме.

В поисках оптимального способа лечения пальцевого дерматита и в стремлении расширить границы возможностей использования повязок компания Zinpro

Corporation разработала эффективное решение, предполагающее бережный подход к наложению повязки.

Современное средство — ADAPTARAP™

ADAPTARAP™ — новая повязка из специальных полимеров на основе биоразлагаемых компонентов, имеющая следующие характеристики.

- Растворимость. Ключевая особенность повязки заключается в естественном растворении. Не требует снятия. Благодаря особому составу повязка ADAPTARAP™ растворяется в период от 2 часов до 5 дней с момента наложения, что обеспечивает минимально необходимое время контакта лекарства с кожей. При применении повязки ADAPTARAP™ снижается риск травмирования тканей, которое может произойти при несвоевременном снятии обычных повязок.
- Безопасность. Повязка ADAPTARAP™ не тянется! Обладает уникальными пластичными свойствами, но не растягивается, благодаря чему существенно уменьшается риск сдавливания тканей.
- Адаптивность. Время растворения повязки зависит от влажности среды. В условиях повышенной влажности

повязка растворяется быстрее, что помогает предотвратить скопление грязи.

- Биоразлагаемость. Не оставляет отходов. Повязка полностью биоразлагается без образования отходов, а значит, не возникает засоров оборудования и систем навозоудаления. Кроме того, исключено появление отходов, требующих особых методов утилизации.

Применение повязки ADAPTARAP™ без трудностей

При наложении повязку необходимо обрачивать между копытцами и вокруг них, не забывая делать перекрестные витки, поскольку такая обмотка увеличит время растворения повязки. Кроме того, проследите за тем, чтобы на задней части конечности повязка располагалась чуть ниже висячих пальцев. Это предотвратит ее соскальзывание.

После наложения повязки необходимо смочить ее конец водой и легким движением приклеить его к основной обмотке.

Одного рулона ADAPTARAP™ хватит для наложения повязок примерно на 4–6 конечностей, но, разумеется, все зависит от подхода к наложению повязки и количества слоев, определяющих время ее сохранности.

Описанная технология облегчит ежедневную работу в хозяйстве за счет сокращения числа задач, требующих решения, уменьшения риска травмирования сотрудников и загрязнения окружающей среды. Все это позволит снизить ваши расходы.

ЖР

Zinpro Corporation
 121087, Москва, Багратионовский пр., д. 7, корп. 20в, офис 507
 Тел.: +7 (495) 481-29-83
 E-mail: Russia@zinpro.com
 www.zinpro.pro



АДАПТАРАР™

ZINPRO®

АДАПТАРАР
by Zinpro

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ КОПЫТ

АДАПТАРАР – современный вид повязки, предлагающий инновационный подход к уходу за копытами.



Растворимость



Адаптивность



Безопасность



Биоразлагаемость

Повязка Adaptarap не требует снятия, повышает эффективность лечения и снижает стресс у животных.

Zinpro – это больше, чем минеральное питание.
Вместе мы

можем больше.



Узнайте больше на сайте

zinpro.pro